

Deta
Elis
Holding
Gesundheit
Geschäft
Innovationen

Endogene
Bioresonanz-korrektur-
vorrichtung

DeVita
BRT

Bedienungsanleitung • Datenblatt

Languages

Deutsch.....3
English.....13
Ελληνικά.....21
Русский.....31

Deta-Elis Europa GmbH

2. Ausgabe

Endogene
Bioresonanz-korrektur-
vorrichtung

DeVita
BRT

Bedienungsanleitung • Datenblatt

Einrichtungsfunktion

Devita BRT (nachfolgend als das Gerät bezeichnet) ist ein schwacher Generator für elektromagnetische Strahlung, der im Bereich der physikalischen Schwingungen organischer Systeme arbeitet. Sie ist zur Verstärkung eigener Schutzkräfte und zum Korrigieren naturwüchsiger elektromagnetischen Ausstrahlungen von natürlichen Biosystemen ausgelegt. Verstellungsprinzip basiert auf der Methode von F. Morrell.

Warnung! Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden. Spielen mit dem Gerät ist verboten. Physisch oder geistig Behinderte dürfen das Gerät nur unter Aufsicht vom zuständigen Personal verwenden.

Lieferumfang

Gerät DeVita BRT.....1 st.
Zylindrische Handelektrode.....2 st.
Fußbetätigte Flachelektrode.....2 st.
Kompletter Satz von Elektroden.....1 st.
Ladeeinrichtung «Li500-2».....1 st.
Akkumulator Li-Ion (14500) 3,7V\900mAh.....2 st.
Netz-Adapter 220 V \ 50 Hz \ +7,5 V \ 2 A.....1 st.
Bedienungsanleitung und Datenblatt.....1 st.

Leistungsdaten

1. Methode.....F. Morrell
2. Anzahl der Abführungen, St.....4
3. Verstärkung, mindestens bedingter Einheiten.....50
4. Frequenzbereich, kHz.....0-180
5. Speisung:

Netz-Adapter.....220 V \ 50 Hz \ +7,5 V \ 2 A
Akkumulator.....Li-Ion (14500) 3,7V\900mAh

6. Abmessungen.....117x79x33 mm
7. Leermasse.....0,2kg

Sicherheitsinformationen

Das Gerät ist:
- sicher in der Handhabung;
- nicht toxisch;
- nicht feuergefährlich;
- nicht explosionsgefährlich;
- keine Quelle der gesundheitsschädlichen Strahlen.

Umweltschutz

Aufladbare Batterien können gesundheitsschädliche und/oder umweltunfreundliche giftige Stoffe enthalten. Deshalb werfen Sie diese nach dem Ablauf deren Laufzeit nicht als normalen Haushaltsmüll aus. Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät (gemäß dem Paragraphen «Betriebsvorbereitung») und sie an spezialisierte Stelle zur weiteren Entsorgung. Dadurch helfen Sie beim Umweltschutz.

Entladene Batterien können das Gerät beschädigen. Falls Sie das Gerät dauernd nicht verwenden, entfernen Sie die Batterien aus dem Batteriefach. Sollten die Inhalten der Batterien auslaufen, so ziehen Sie Schutzhandschuhe and reinigen Sie das Batteriefach mit einem trockenen Lappen. Übergeben Sie die entfernten Batterien an spezialisierte Stelle zur weiteren Entsorgung.

Bedienungs-, Lagerungs- und Transportvorschriften

Das Gerät ohne Packung muss in einem Raum bei der Temperatur von 10-35° C und der relativen Luftfeuchtigkeit von höchstens 80 % aufbewahrt werden.

Das Gerät muss gegen direktes Flüssigkeitseindringen und gegen die Wirkung von aktiven chemischen Stoffen geschützt.


Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander.

Lassen Sie das Gerät nicht abstürzen.

Lassen Sie keine anderen Gegenstände auf das Gerät fallen.

Wir empfehlen Ihnen, die Verpackungshülle bis zum Garantieablauf zu bewahren.

Beschreibung des Gerätes



1. Anzeige der angeschalteten Abführungen
2. Zustandsanzeige («PROCESS» – die laufende Prozedur, «LOW BATT» – leere Batterie, «TEST» – Prüfungsmodus)
3. «TEST» – Prüfungsmodus-Einschalttaste
4. «ON» – Ein-/Ausschalttaste der Versorgung
5. «RUN» -Einschalttaste des Lauf-Modus
6. Anschluss des Serien-Netz-Adapters
7. Anschluss (LH) der linken zylindrischen Handelektrode
8. Anschluss (RH) der rechten zylindrischen Handelektrode
9. Anschluss (LF) der linken fußbetätigten Flachelektrode

10. Anschluss (RF) der rechten fußbetätigten Flachelektrode

11. Handelektroden

12. Fußbetätigten Flachelektroden

Warnung! Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Geräts.

Betriebsbedingungen

1. Oberflächen des Geräts dürfen nicht mit dem Alkohol oder anderen organischen Lösungsmitteln gewischt werden; alle Unreinigkeiten müssen mit leichten Bewegungen mit einem weichen Pinsel oder mit einem mit Wasser getränkten Wattebausch entfernt werden.

2. Das Gerät nicht neben den zu warmen, staubigen oder feuchten Objekten stellen.

3. Nach der Lagerung des Geräts in einem kalten Raum oder nach dessen Transportieren im Winter darf das Gerät erst nach einer Stunde bei der Raumtemperatur eingeschaltet sein.

Betrieb des Geräts

Betriebsvorbereitung

1. Prüfen Sie das Gerät auf die Anwesenheit der Einspeiseelemente im Batteriefach, wobei Sie:

- das Gerät mit dem Boden zu sich kehren;

- mit dem Finger auf die Riffelfläche der Klappe des Batteriefachs drücken und diese verschieben;

- sicherstellen, dass Einspeiseelemente vorhanden sind.

2. Schließen Sie das Batteriefach.

3. Beim Netzbetrieb schließen Sie zuerst das Gerät zum Serien-Netz-Adapter und dann den Adapter zum Netz an. In diesem Modus funktionieren die Batterien nicht.

4. Mit Hilfe des Seriensatz von Leitungen schließen Sie fußbetätigten und Handelektroden zu den entsprechenden Anschlüssen des Geräts an.

5. Das Gerät wird durch das Drücken der ON-Taste auf dem Bedienungspult des Geräts eingeschaltet. Dabei wird die grüne PROCESS-Leuchtdiode blinken.

6. Das Gerät wird durch das Drücken der ON-Taste ausgeschaltet. Dabei soll die PROCESS-Leuchtdiode verlöschen.

7. Falls notwendig, prüfen Sie die Funktion des Geräts, wobei Sie:

- die TEST-Taste drücken. Die TEST-Leuchtdiode und die LH-RH-Abführungsleuchtdiode sollen aufleuchten. Schließen die LH- und RH-Elektroden zusammen. Der Dauerton muss klingen;

- beim Drücken die TEST-Taste und beim Zusammenschließen der Elektroden von Abführungen «LH-LF» «LF-RF», «RF-RH» stellen Sie sicher, dass bei jedem Anschließen ein Dauerton klingt und die entsprechenden Leuchtdioden anleuchten;

- wenn sich an einer der Abführungen kein Ton ergibt, prüfen Sie den Elektrode-Kabel-Gerät- Anschluss;

- wenn sich auch danach kein Ton ergibt, bedeutet es, dass diese Abführung nicht funktioniert und das Gerät nicht verwendet werden darf;

- sollte es notwendig sein, eine Abführung zu prüfen, ohne die vorhergehenden durchzumustern, drücken Sie auf die TEST-Taste und halten Sie sie, bis die Leuchtdioden der gewünschten Abführung anleuchten, wonach lassen Sie die Taste los;

- nach der Prüfung der "RF-RH"-Abführung lösen Sie alle Abführungen aus und drücken Sie die TEST-Taste nochmals. Dauernder Ton soll klingen. Wenn es keinen Ton gibt, das Gerät darf nicht verwendet werden.

Warnung! Diese Prozedur muss nach jeden 10 Läufen durchgeführt werden.

8. Wenn während des Betriebs des Gerätes die Lampe «LOW BATT» zu blinken beginnt und ein Geräusch gehört wird, ist es notwendig, das Gerät auszuschalten, indem man den «ON»-Knopf drückt, die Batterien entfernt und auflädt.

9. Die Batterien werden wie folgt aufgeladen:

- das Gerät mit dem Boden zu sich kehren;

- mit dem Finger auf die Riffelfläche der Klappe des Batteriefachs drücken und diese verschieben;

- die Batterien entfernen, in das Ladegerät «li5002» legen und nach der Beschreibung des Ladegerätes «li500-2» aufladen;

- die geladenen Batterien in das Batteriefach legen und die Batteriefach Abdeckung schließen.

Durchführung eines vorbeugenden Laufs

Der Lauf kann in zwei Modi durchgeführt werden: FM (fast mode = Schnellmodus) und BM (base mode = Basismodus).

Warnung! Während des Laufs muss kein direkter Kontakt zwischen den Händen und den Füssen vorhanden sein. Kontakt durch ein Textilgewebe ist zulässig.

1. FM

Der Lauf wird durch nur eine (beliebige) Abführung abgewickelt.

1.1 Um den Modus zu wählen, setzen Sie das kurze Kabel auf die RF-LF-Abführung.

1.2 Verbinden Sie die Elektroden des ausgewählten Leiters mit den «LH-RH»-Anschlüssen.

1.3 Drücken Sie den «RUN»-Button. Die Prozess Lampe muss permanent eingeschaltet seien. Greifen Sie innerhalb der nächsten 10 Sekunden die Elektroden mit ihren Händen an und warten Sie darauf, dass ein unverwechselbarer Sound zu hören ist und die «LH-RH»-Leuchten (die Session hat begonnen). Nach 5 Minuten ist die Session vorbei, und ein typischer Sound wird zu hören sein (die Session ist vorbei).

Wenn es im Laufe von 10 Sekunden nach dem Drücken auf die RUN-Taste keine Anfahrt im Netzwerk gibt, wie zum Beispiel Hand-Elektrode-Kabel-Gerät (schwache Verbindung zwischen der Hand und der Elektrode), blinken die Leuchtdioden der Abführung, die PROCESS-Leuchtdiode leuchtet nicht, und der Ton wird klingen.

Wenn die Beseitigung der Ursache des offenen Schaltkreises in weniger als 10 Sekunden erfolgt, wird die Sitzung automatisch fortgesetzt. Wenn die Ursache nicht innerhalb von 10 Sekunden gelöst wird, kehrt das Gerät automatisch in seinen ursprünglichen Zustand zurück.

1.4 Am Ende der Session schalten Sie das Gerät mit dem «on»-Button aus oder nach 20 Sekunden schaltet sich das Gerät automatisch aus.

2. BM

Der Lauf wird durch alle Abführungen abgewickelt.

2.1. Dieser Modus ist als Standardwert eingestellt, wenn es kein kurzes Kabel in der RF-LF-Abführung gibt.

2.2. Schließen Sie die linke und die rechte zylindrische Handelektrode zu den entsprechenden LH- und RH-Anschlüssen an. Schließen Sie die linke und die

rechte fußbetätigte Flachelektrode zu den entsprechenden LF- und RF-Anschlüssen an und treten Sie darauf mit Ihren nackten Füssen.

2.3. Drücken Sie auf die RUN-Taste. Die PROCESS-Leuchtdiode muss immer leuchten. Die PROCESS-Leuchtdiode muss andauernd leuchten. Während der nachfolgenden 10 Sekunden nehmen Sie die Elektroden in die Hände und warten Sie ab, bis sich der «erhöhende Triller» klingt und die Leuchtdioden der LH-RH-Abführung schalten (der Lauf hat begonnen). Die LH-RH-, LH-LF-, LF-RF- und RF-RH-Abführungen müssen in der oben angegebenen Sequenz mit dem 5-Minuten-Intervall nach jeder Abführung umgeschaltet werden. Nach 20 Minuten ist die Session vorbei, und ein typischer Sound wird zu hören sein (Session over).

Wenn es im Laufe von 10 Sekunden nach dem Drücken auf die RUN-Taste keine Anfahrt im Netzwerk gibt, wie zum Beispiel Hand-Elektrode-Kabel-Gerät (schwache Verbindung zwischen der Hand und der Elektrode), blinken die Leuchtdioden der entsprechenden Abführung, gibt es keine Umschaltung zur nächsten Abführung, leuchtet die PROCESS-Leuchtdiode nicht, und ergibt sich ein Ton-Signal. Wenn die Unterbrechung in der Kette innerhalb von 10 Sekunden beseitigt wird, wird der Lauf automatisch fortgesetzt. Wenn nicht, dann wird das Gerät automatisch in den Ausgangszustand übergehen.

3. Am Ende der Sitzung schalten Sie das Gerät mit dem «on»-Button aus oder schaltet das Gerät nach 20 Sekunden automatisch ab.

Herstellergarantie

Der Hersteller garantiert die Konformität des Geräts DeVita BRT mit den Leistungsdaten unter der Voraussetzung, dass der Benutzer die Betriebs-, Transport- und Lagerungsvorschriften einhält.

Garantiedauer dieses Geräts beträgt 24 Monate von Ladenverkaufsdatum an. Sollten das Verkaufsdatum und der Verkaufseinrichtungsstempel im Datenblatt fehlen, dann muss die Garantiedauer vom Herstellungsdatum an berechnet werden.

Während der Garantiedauer hat der Besitzer das Recht auf kostenlose Reparatur des Geräts. Die Garantiereparaturen sollen auf dem Betriebsgelände des Herstellers ausgeführt werden. Fehlerhaftes Gerät muss zur Reparaturstelle auf Rechnung des Käufers zugeliefert werden.

Bei der Beschädigung des Gehäuses und/oder beim Nichtvorliegen des Garantiescheins werden keine Ansprüche angenommen und keine Garantiereparaturen ausgeführt.

Die Garantie gilt nicht für die folgenden Fehler bzw. Störungen:

- Defekte wegen der unsachgemäßen Bedienung;
- die durch Naturkatastrophen verursachten Defekte;
- bei der Verletzung von Plomben/Verschlüssen;
- bei mechanischen Beschädigungen wie Rissen, Ausbrüchen u. ä.

Folgende Produkte fallen nicht unter die Garantie:
- Ladegerät;
- Batterien;
- Wechselstromtransformator.

Der Käufer ist berechtigt, das Fehlgerät während der Garantiezeit durch ein neues in folgenden Fällen ersetzen zu lassen:

- Bei der vierten Reparatur des Gerätes;
- Bei der Irreparabilität des Gerätes.

Achtung! Der Hersteller vorbehält sich das Recht, die Gerätebauart und/oder Software ohne vorherige Ankündigung und ohne Verschlechterung der existierenden Betriebseigenschaften abzuändern.

Endogenic
bio-resonance
correction device

DeVita BRT

Manual • Passport

Purpose of the device

The «Devita BRT» device (from now on referred to as the device) is a generator of weak electromagnetic radiation, operating in the range of natural oscillations of organic systems. It is intended to strengthen its own defensive forces and to correct natural electromagnetic emissions of natural biosystems. The action is based on the method of F.Morrel.

Attention! The device can be used by children only under the supervision of adults. Children are not allowed to play with the device. Individuals with limited physical abilities and mental disabilities may use the device only under the supervision of the appropriate personnel.

Content

Device «DeVita BRT» ..... 1 pc.
Cylindrical manual electrode ..... 2 pc.
Platelet foot electrode ..... 2 pc.
Set of wires ..... 1 pc.
Charger «Li500-2» ..... 1 pc.
Battery Li-Ion (14500) 3.7B\900mAh ..... 2 pc.
The network adapter 220V\50Hz\+7,5V\2A ..... 1 pc.
Instruction manual and passport ..... 1 pc.

Specifications

1. Method ..... F. Morrel
2. Number of leads, pcs. 4
3. Gain, not less than 50
4. Frequency range, kHz 0-180
5. Power supply:

AC adapter ..... 220V / 50Hz \ + 7.5V / 2A
Battery Li-Ion ..... (14500) 3.7B\900mAh

6. Overall dimensions 117x79x33mm
7. Weight, without accessories 0.2kg

Safety Information

Device:
- safe to use
- not toxic
- not flammable
- not explosive
- not a source of radiation hazardous to health.

Environmental Protection

Rechargeable batteries can contain toxic substances that are harmful to health and the environment. Therefore, after the end of their service life, do not throw them into household garbage. Remove the batteries from the device (in accordance with the item «Preparation for work») and transfer it to a specialized point for further disposal. By doing this you can protect the environment.

Discharged batteries can damage the device. If you do not use the unit for a long time, remove the batteries from the battery compartment. When batteries leak out, wear protective gloves and clean the battery compartment with a dry cloth. Dispose of the removed batteries in a specialized place for further disposal.

Rules of care, storage and transportation

The device without packaging should be stored indoors at a temperature of 10 to 35° C and relative humidity of not more than 80%.

The device must be protected from direct exposure to moisture and the action of active chemicals.


Do not disassemble the device.

Do not drop the device.

Do not allow anything to fall on the unit.

We recommend that you keep the packaging during the warranty period.

Device Description



1. Indication of connected leads
2. Status indication («PPROCESS» is the procedure being performed, «LOW BATT» is the battery discharge, «TEST» is the «Test» mode)
3. «TEST» - the button for activating the «Test» mode
4. «ON» - power on / off button
5. «RUN» - the button for activating the «Session» mode
6. Connector for a standard network adapter
7. Connector (LH) for connecting the left cylindrical hand electrode
8. Connector (RH) for connecting the right cylindrical hand electrode

9. Connector (LF) for connecting the left plate foot electrode

10. Connector (RF) for connecting the right plate foot electrode

11. Hand electrodes

12. Foot electrodes

Attention! The battery compartment is located on the back of the device.

Terms of use

1. Do not wipe the surface of the device with alcohol and other organic solvents, remove dirt with light efforts using a soft brush or a cotton pad with water.

2. Do not place the device near extremely warm, dusty or damp places.

3. After storing the device in a cold room or after transporting it to winter conditions, it can be switched on, only after 1 hour of residence at room temperature.

Working with the device

Preparation for work

1. Check the presence of batteries in the battery compartment, for which:

- turn the device upside down
- press your finger on the surface of the battery cover and slide it
- Make sure the batteries are present.

2. Close the battery compartment.

3. When using the network, first connect the device to the network adapter, then connect the adapter to the network. In this mode, the batteries do not work.

4. Connect the hand and foot electrodes to the corresponding connectors of the device using the standard set of wires.

5. Switching on is done by pressing the «ON» button on the device panel.
The green «PROCESS» LED will flash.

6. Turn off the device by pressing the «ON» button. In this case, the «PROCESS» LED should turn off.

7. If necessary, perform a performance check, for which:

- press the «TEST» button. The «TEST» LED and the «LH-RH» lead lights should light up. Connect the LH electrodes together with the RH. There must be a continuous sound;

- by pressing the «TEST» button and connecting the «LH-LF», «LF-RF», «RF-RH»

lead electrodes together, make sure that a continuous sound is heard at each connection and the corresponding LEDs are lit;

- if there is no sound on some lead, check the electrode-cable-device connection;

- If there is no sound after that, then this lead does not work. The device can not be used;

- if necessary, check any lead without having to go through the previous ones, press the «TEST» button and hold it until the LEDs of the desired lead light up, and then release;

- after checking the lead «RF-RH», open all the leads and press the «TEST» button again. There must be a continuous sound. If there is no sound, the device can not be used.

Attention! This procedure should be performed after every 10 sessions.

8. If, during battery operation, the "LOW BATT" LED begins to flash and a sound comes on, you need to turn off the device using the "ON" button, remove the batteries and charge them.

9. The batteries are charged as follows:

- turn the device upside down;

- press your finger on the surface of the battery cover and slide it;

- remove the batteries, install them in the «Li5002» charger and charge according to the description on the «Li500-2»;

- install charged batteries in the battery compartment and close the battery compartment cover.

Conducting a prophylactic session

The device can be used in two modes: «FM (fast mode)» and «BM (base mode)».

Attention! During the session, there should be no direct contact between the arms and the legs. You can have contact through the fabric.

1. FM mode

The session is conducted only on one (any) lead.

1.1. To select a mode, install a short cable to the «RF-LF» lead.

1.2. Connect the electrodes of the selected lead to the «LH-RH» sockets.

1.3. Click the «RUN» button. The "PROCESS" LED should be lit permanently.

Within the next 10 seconds, take the electrodes in your hands and wait for the start-sound and the "LH-RH" LEDs to turn on (the session has started). After 5 minutes, the session will end, the end-sound will declare that the session is over.

If there is no contact in the circuit after 10 seconds after pressing the «RUN» button, for example, the hand-electrode-cable-device (bad contact of the electrode with the hand), the lead LEDs flash, the LED «PROCESS» does not make a 'beep' sound.

If the cause of the open circuit, is resolved in less than 10 seconds, the session will automatically continue. If the cause is not resolved within 10 seconds, the device automatically returns to its original state.

1.4 At the end of the session, turn off the device with the "ON" button or, after 20 seconds, the device will automatically turn off.

2. The BM mode

The session is conducted over all leads.

2.1. This mode is set by default, if there is a short cable in the lead «RF-LF».

2.2. Connect the left and right cylindrical manual electrode to the corresponding sockets «LH» and «RH». Connect the left and right plate-foot electrode to the corresponding «LF» and «RF» sockets and place bare feet on them.

2.3. Press the «RUN» button. The «PROCESS» LED should light up. Within the next 10 seconds, pick up the electrodes and rain the audio signal «trill up» and turn on the lead LEDs «LH-RH» (the session started). The leads «LH-RH», «LH-LF», «LF-RF», «RF-RH» must be switched in this order with an interval of 5 minutes for each lead. After 20 minutes, the session will end, the end-sound will declare that the session is over.

If there is no contact in the circuit 10 seconds after pressing the «RUN» button, for example, the hand-electrode-cable-device (bad contact of the electrode with the handle), the LEDs of the corresponding lead blink, there is no switching to the next lead, the «PROCESS» LED does not light up and a sound signal sounds. If the cause of the chain termination is eliminated in less than 10 seconds, the session will automatically continue. If the cause is not resolved - within 10 seconds the device will automatically reset.

3. At the end of the session, turn off the device with the "ON" button or, after 20 seconds, the device will automatically turn off.

Manufacturer's Warranty

The manufacturer guarantees that the «DeVita BRT» device conforms to the technical specifications when the user observes the rules of operation, transportation and storage.

The warranty period of the device is 24 months from the date of sale through the retail network.

If there is no date of sale and the stamp of the trade organization in the passport, the warranty period is calculated from the date of manufacture of the device by the manufacturer.

During the warranty period, the owner is entitled to free repair. Warranty repair is carried out on the territory of the manufacturer. Delivery of the defective device to the repair site is carried out at the expense of the buyer.

If there is a violation of the safety of the device case and / or in the absence of a warranty card, no claims are accepted and no warranty repair is performed.

The following faults do not apply to the warranty:

- defects due to improper operation;
- defects caused by natural disasters;
- in violation of the integrity of the device sealing;
- in the presence of mechanical damage (cracks, chips, etc.).

The following products are not covered by the warranty:
- charger;
- batteries;
- AC Transformer.

The buyer has the right to replace the defective device with a new one during the warranty period in the following cases:

- when repairing the device for the fourth time;
- the device is not subject to repair.

Attention! The manufacturer reserves the right, without prior notification, to make changes in the design of the device and the software without impairing the existing characteristics.

Συσκευή
ενδογενούς θεραπείας
βιοσυντονισμού

DeVita BRT

Εγχειρίδιο οδηγιών • Διαβατήριο

Σκοπός της συσκευής

Η συσκευή 'Devita BRT' (εφεξής αναφερόμενη ως η συσκευή) είναι μια γεννήτρια ασθενούς ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, η οποία λειτουργεί στο εύρος των φυσικών ταλαντώσεων των οργανικών συστημάτων. Προορίζεται να ενισχύσει τις δικές του αμυντικές δυνάμεις και να διορθώσει τις φυσικές ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές των φυσικών βιοσυστημάτων. Η αρχή της δράσης βασίζεται στη χρήση της μεθόδου του Franz Morrell.

Προσοχή! Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκου. Δεν επιτρέπεται στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Τα άτομα με περιορισμένες σωματικές ικανότητες και διανοητικές αναπηρίες μπορούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο υπό την επίβλεψη του κατάλληλου προσώπου.

Περιεχόμενο

Συσκευή «DeVita BRT»..... 1 τεμ.
Κυλινδρικό χειροκίνητο ηλεκτρόδιο..... 2 τεμ.
Ηλεκτρόδιο πέλματος αιμοπεταλίων..... 2 τεμ.
Σετ καλωδίων..... 1 τεμ.
Φορτιστής (τροφοδοτικό) «Li500-2»..... 1 τεμ.
Μπαταρία Li-Ion (14500) 3.7B \ 900mAh..... 2 τεμ.
Προσαρμογέας δικτύου 220V \ 50Hz \ + 7,5V \ 2A..... 1 τεμ.
Εγχειρίδιο οδηγιών και διαβατήριο..... 1 τεμ.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

1. Μέθοδος..... F.Morrel
2. Αριθμός οδηγών, τεμ..... 4
3. Ενίσχυση, όχι λιγότερο από 1 μονάδα..... 50
4. Εύρος συχνοτήτων, kHz..... 0-180
5. Τροφοδοσία:

Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος..... 220V / 50Hz \ + 7.5V \ 2A
Μπαταρία Li-Ion..... (14500) 3,7B \ 900mAh
6. Συνολικές διαστάσεις..... 117x79x33мм
7. Βάρος, με εξαίρεση τα εξαρτήματα..... 0,2kg

Πληροφορίες ασφαλείας

Συσκευή:
- Μη τοξική,
- Δεν είναι εύφλεκτη,
- Δεν είναι εκρηκτική,
- Δεν αποτελεί πηγή επικίνδυνης ακτινοβολίας για την υγεία.

Προστασία του περιβάλλοντος

Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μπορούν να περιέχουν τοξικές ουσίες που είναι επιβλαβείς για την υγεία και το περιβάλλον. Επομένως, μετά το τέλος της λειτουργίας τους, μην τις πετάτε σε οικιακά σκουπίδια. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή (σύμφωνα με το κεφάλαιο «Εργασία με τη συσκευή») και μεταφέρετέ τες σε ένα εξειδικευμένο σημείο ανακύκλωσης μπαταριών. Ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.

Οι αποφορτισμένες μπαταρίες μπορεί να καταστρέψουν τη συσκευή. Αν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη θήκη μπαταριών. Εάν οι μπαταρίες διαρρεύσουν, φορέστε προστατευτικά γάντια και καθαρίστε το χώρο των μπαταριών με ένα στεγνό πανί. Απορρίψτε τις μπαταρίες που έχουν αφαιρεθεί σε ειδικό χώρο.

Κανόνες φροντίδας, αποθήκευσης και μεταφοράς

Η συσκευή χωρίς συσκευασία πρέπει να αποθηκεύεται σε κλειστό χώρο σε θερμοκρασία 10 °C έως 35°C και σχετική υγρασία όχι μεγαλύτερη από 80%.

Η συσκευή πρέπει να προστατεύεται από την άμεση έκθεση στην υγρασία και τη δράση ενεργών χημικών ουσιών.


Μην αποσυναρμολογείτε την συσκευή.

Μην πετάτε την συσκευή.

Μην αφήνετε τίποτα να πέσει πάνω στην συσκευή.

Συνιστούμε να διατηρείτε την συσκευασία κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.

Περιγραφή συσκευής



1. Ένδειξη των συνδεδεμένων αγωγών.

2. Ένδειξη κατάστασης («PROCESS» - εκτελεί τη διαδικασία, «LOW BATT» - χαμηλή μπαταρία, «TEST» - δοκιμαστική λειτουργία).

3. «TEST» - κουμπί για την ενεργοποίηση της λειτουργίας «Test»

4. «ON» - κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης

5. «RUN» - κουμπί για την ενεργοποίηση της λειτουργίας «Session»

6. Υποδοχή σύνδεσης για έναν τυποποιημένο τροφοδοτικό δικτύου

7. Υποδοχή σύνδεσης (LH) του αριστερού κυλινδρικού ηλεκτροδίου χειρός

8. Υποδοχή σύνδεσης (RH) του δεξιού κυλινδρικού ηλεκτροδίου χειρός

9. Υποδοχή σύνδεσης (LF) του αριστερού ηλεκτροδίου ποδιού

10. Υποδοχή σύνδεσης (RF) του δεξιού ηλεκτροδίου ποδιού

11. Ηλεκτρόδια χειρός

12. Ηλεκτρόδια ποδιών

Προσοχή! Ο χώρος των μπαταριών βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.

Συνθήκες λειτουργίας

1. Μην σκουπίζετε την επιφάνεια της συσκευής με αλκοόλη και άλλους οργανικούς διαλύτες, αφαιρέστε τη βρωμιά με ελαφρές κινήσεις χρησιμοποιώντας μια μαλακή βούρτσα ή βαμβάκι.

2. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πολύ ζεστά, σκονισμένα και υγρά μέρη.

3. Μετά την αποθήκευση της συσκευής σε κρύο δωμάτιο ή μετά τη μεταφορά τής σε χειμερινές συνθήκες, μπορεί να ενεργοποιηθεί το νωρίτερο μετά από 1 ώρα διαμονής τής, σε θερμοκρασία δωματίου.

Εργασία με τη συσκευή

Προετοιμασία για εργασία

1. Ελέγξτε την παρουσία μπαταριών στο χώρο μπαταριών, για τις οποίες:

- Γυρίστε τη συσκευή προς τα κάτω.

- Πιέστε με το δάκτυλο σας στην πτυχωμένη περιοχή του καλύμματος της μπαταρίας και σύρετέ το.

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν οι μπαταρίες.

2. Κλείστε τη θήκη μπαταριών.

3. Όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό δίκτυο, συνδέστε πρώτα την συσκευή στο τροφοδοτικό δικτύου και μετά συνδέστε το τροφοδοτικό στο δίκτυο. Σε αυτή τη λειτουργία, οι μπαταρίες δεν λειτουργούν.

4. Συνδέστε τα ηλεκτρόδια χειρός και ποδιών στις αντίστοιχες υποδοχές της συσκευής χρησιμοποιώντας το συνηθισμένο σύνολο καλωδίων.

5. Η ενεργοποίηση γίνεται με το πάτημα του κουμπιού «ON» στον πίνακα συσκευών. Η πράσινη ενδεικτική λυχνία «PROCESS» αναβοσβήνει.

6. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το πλήκτρο «ON». Σε αυτή την περίπτωση, η ενδεικτική λυχνία «PROCESS» θα πρέπει να σβήσει.

7. Εάν είναι απαραίτητο, εκτελέστε έναν έλεγχο απόδοσης, για τον οποίο:

- Πατήστε το πλήκτρο «TEST». Η λυχνία «TEST» και οι λυχνίες «LH-RH» πρέπει να ανάβουν. Συνδέστε τα ηλεκτρόδια LH μαζί με το RH. Πρέπει να υπάρχει συνεχής ήχος.

- Πιέζοντας το πλήκτρο «TEST» και συνδέοντας τα ηλεκτρόδια ηλεκτροδίων LH-LF «RF-RH», «RF-RH», βεβαιωθείτε ότι σε κάθε σύνδεση θα ακουστεί ένας συνεχής ήχος και θα ανάψουν οι αντίστοιχες λυχνίες.

- Αν δεν υπάρχει ήχος σε κάποιο ηλεκτρόδιο, ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου-ηλεκτροδίου.

- Εάν δεν υπάρχει ήχος μετά από αυτό, τότε αυτό το καλώδιο δεν λειτουργεί. Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

- Εάν είναι απαραίτητο, ελέγξτε κάθε καλώδιο χωρίς να χρειάζεται να περάσετε από τα προηγούμενα, πατήστε το πλήκτρο «TEST» και κρατήστε το μέχρι να ανάψουν οι λυχνίες του επιθυμητού καλωδίου, στη συνέχεια αφήστε το κουμπί.

- Αφού ελέγξετε το καλώδιο «RF-RH», ανοίξτε όλα τα καλώδια και πατήστε ξανά το πλήκτρο «TEST». Πρέπει να υπάρχει συνεχής ήχος. Εάν δεν υπάρχει ήχος, η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Προσοχή! Αυτή η διαδικασία πρέπει να εκτελείται μετά από κάθε 10 συνεδρίες.

8. Εάν, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής, η λυχνία «LOW BATT» αρχίσει να αναβοσβήνει και ακουστεί ένας ήχος, είναι απαραίτητο να απενεργοποιήσετε τη συσκευή πατώντας το κουμπί «ON», να αφαιρέσετε τις μπαταρίες και να τις φορτίσετε.

9. Οι μπαταρίες φορτίζονται ως εξής:

- Γυρίστε τη συσκευή προς τα κάτω.

- Πιέστε με το δάκτυλο σας στην πτυχωμένη περιοχή του καλύμματος της μπαταρίας και σύρετέ το.

- αφαιρέστε τις μπαταρίες, τοποθετήστε τις στο φορτιστή «Li500-2» και φορτίστε σύμφωνα με την περιγραφή του φορτιστή «Li500-2».

- τοποθετήστε τις φορτισμένες μπαταρίες στη θήκη μπαταριών και κλείστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών.

Διεξαγωγή προληπτικής συνεδρίας

Η χρήση της συσκευής είναι δυνατή σε δύο λειτουργίες: «FM (γρήγορη λειτουργία)» και «BM (βασική λειτουργία)».

Προσοχή! Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, δεν πρέπει να υπάρχει άμεση επαφή μεταξύ των χεριών και των ποδιών. Μπορεί να υπάρχει επαφή μέσω του υφάσματος.

1. Λειτουργία FM

Η συνεδρία διεξάγεται μόνο σε ένα (οποιοδήποτε) ηλεκτρόδιο.

1.1. Για να επιλέξετε μια λειτουργία, εγκαταστήστε ένα καλώδιο στο «RF-LF».

1.2. Συνδέστε τα ηλεκτρόδια του επιλεγμένου αγωγού στις υποδοχές «LH-RH».

1.3. Πατήστε το κουμπί «RUN». Η λυχνία «PROCESS» πρέπει να είναι μόνιμα αναμμένη. Εντός των επόμενων 10 δευτερολέπτων, πιάνετε τα ηλεκτρόδια στα χέρια σας και περιμένετε να ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος και οι ενδεικτικές λυχνίες «LH-RH» να ανάψουν (η περίοδος λειτουργίας ξεκίνησε). Μετά από 5 λεπτά, η συνεδρία θα τελειώσει, και θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος (η περίοδος λειτουργίας τελείωσε).

Αν μετά από 10 δευτερόλεπτα μετά το πάτημα «RUN» υπάρχει επαφή με το κύκλωμα π.χ. το ηλεκτρόδιο έχει κακή επαφή με το χέρι, αναβοσβήνει η λυχνία «PROCESS» δεν φωτίζεται και δεν υπάρχει ηχητικό σήμα. Σε περίπτωση που η εξάλειψη της αιτίας του ανοικτού κυκλώματος πραγματοποιηθεί σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα, η συνεδρία θα συνεχιστεί αυτόματα. Εάν η αιτία δεν επιλυθεί εντός 10 δευτερολέπτων, η συσκευή επιστρέφει αυτόματα στην αρχική της κατάσταση.

1.4 Στο τέλος της συνεδρίας, απενεργοποιήστε τη συσκευή με το κουμπί «ON» ή, μετά από 20 δευτερόλεπτα, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

2. Λειτουργία BM

Η συνεδρία διεξάγεται σε όλα τα ηλεκτρόδια.

2.1. Αυτή η λειτουργία έχει οριστεί από προεπιλογή, εάν υπάρχει ένα μικρό καλώδιο στο «RF-LF».

2.2. Συνδέστε το αριστερό και δεξί κυλινδρικό χειροκίνητο ηλεκτρόδιο στις αντίστοιχες υποδοχές «LH» και «RH». Συνδέστε το αριστερό και δεξί ηλεκτρόδιο πλάκας-ποδιού στις αντίστοιχες υποδοχές «LF» και «RF» και τοποθετήστε γυμνά πόδια πάνω τους.

2.3. Πατήστε το πλήκτρο «RUN». Η ενδεικτική λυχνία «PROCESS» πρέπει να ανά-

βει και να σβήνει. Εντός των επόμενων 10 δευτερολέπτων, σηκώστε τα ηλεκτρόδια και μετά το ηχητικό σήμα «τριπλασιάστε» και ενεργοποιήστε τις λυχνίες «LH-RH» (έναρξη της περιόδου λειτουργίας). Leads «LH-RH», «LH-LF», «LF-RF», «RF-RH» για να επανέρθει σε ακολουθία με ενδιάμεσα 5 λεπτά κάθε συστολής. Μετά από 20 λεπτά, η συνεδρία θα τελειώσει, και θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος (η περίοδος λειτουργίας τελείωσε).

Αν μετά από 10 δευτερόλεπτα μετά το πάτημα «RUN» υπάρχει επαφή με το κύκλωμα π.χ. το ηλεκτρόδιο έχει κακή επαφή με το χέρι, αναβοσβήνει το «PROCESS» δεν φωτίζεται και δεν υπάρχει ηχητικό σήμα. Αν η αιτία του τερματισμού της σύνδεσης αποβληθεί σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα, η συνεδρία συνεχίζεται αυτόματα. Εάν η αιτία δεν εξαλειφθεί - μέσα σε 10 δευτερόλεπτα η συσκευή θα επαναρυθμιστεί αυτόματα.

3. Στο τέλος της συνεδρίας, απενεργοποιήστε τη συσκευή με το πλήκτρο «ON» ή, μετά από 20 δευτερόλεπτα, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Εγγύηση του κατασκευαστή

Ο κατασκευαστής εγγυάται ότι η συσκευή «DeVita BRT» συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές όταν ο χρήστης τηρεί τους κανόνες λειτουργίας, μεταφοράς και αποθήκευσης.
Η περίοδος εγγύησης της συσκευής είναι 24 μήνες από την ημερομηνία πώλησης μέσω του δικτύου λιανικής.
Εάν δεν υπάρχει ημερομηνία πώλησης και η σφραγίδα του επαγγελματικού οργανισμού στο διαβατήριο, η περίοδος εγγύησης υπολογίζεται από την ημερομηνία κατασκευής της συσκευής από τον κατασκευαστή.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, ο ιδιοκτήτης δικαιούται δωρεάν επισκευή. Η επισκευή της εγγύησης πραγματοποιείται στον χώρο του κατασκευαστή. Η παράδοση της ελαττωματικής συσκευής στο χώρο επισκευής πραγματοποιείται με έξοδα του αγοραστή.
Σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας της θήκης της συσκευής ή / και έλλειψη της κάρτας εγγύησης, δεν γίνονται δεκτές αξιώσεις και δεν εκτελείται η επισκευή εγγύησης.

Οι παρακάτω βλάβες δεν καλύπτονται από την εγγύηση:
- ελαττώματα λόγω ακατάλληλης λειτουργίας/χρήσης;
- ελαττώματα που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές;
- παραβίαση των σφραγίδων ασφαλείας;
- παρουσία εξωτερικών ελαττωμάτων (χτυπήματα, γδαρσίματα, κλπ.).

Τα παρακάτω προϊόντα δεν καλύπτονται από την εγγύηση:
- φορτιστής;
- μπαταρίες;
- Μετασχηματιστής AC.

Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει την ελαττωματική συσκευή με μια νέα κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- κατά την επισκευή της συσκευής για τέταρτη φορά;
- η συσκευή δεν υπόκειται σε επισκευή.

Προσοχή! Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση, να επιφέρει αλλαγές στο σχεδιασμό της συσκευής και του λογισμικού χωρίς να υποβαθμίζονται τα υπάρχοντα χαρακτηριστικά.

Устройство эндогенной
биорезонансной
коррекции

DeVita BRT

Руководство по эксплуатации • Паспорт

Назначение устройства

Устройство «Devita BRT» (именуемое в дальнейшем прибор) является генератором слабых электромагнитных излучений, работающим в диапазоне собственных колебаний органических систем. Предназначено для усиления собственных защитных сил и корректировки естественных электромагнитных излучений природных биосистем. Принцип корректирующего воздействия основан на использовании метода Ф.Морреля.

Внимание! Устройство может использоваться детьми только под присмотром взрослых. Детям запрещено играть с устройством. Лица с ограниченными физическими возможностями и умственными нарушениями могут использовать устройство только под присмотром соответствующего персонала.

Комплектность

Устройство «DeVita BRT» ..... 1 шт.

Электрод цилиндрический ручной ..... 2 шт.

Электрод пластинчатый ножной ..... 2 шт.

Комплект проводов ..... 1 шт.

Устройство зарядное «Li500-2» ..... 1 шт.

Аккумулятор Li-Ion (14500) 3,7В\900мАч ..... 2 шт.

Сетевой адаптер 220В\50Гц\+7,5В\2А ..... 1 шт.

Руководство по эксплуатации и паспорт ..... 1 шт.

Технические характеристики

1. Метод ..... Ф.Моррель
2. Количество отведений,шт 4
3. Усиление, не менее у.е 50
4. Диапазон частот, кГц 0-180
5. Питание:

сетевой адаптер ..... 220В\50Гц\+7,5В\2А

аккумулятор ..... Li-Ion (14500) 3,7В\900мАч

6. Габаритные размеры 117х79х33мм
7. Масса, без принадлежностей 0,2кг

Информация о безопасности

Устройство:
- безопасно в использовании;
- не токсично;
- не является легковоспламеняющимся;
- не взрывоопасно;
- не является источником опасных для здоровья излучений.

Защита окружающей среды

Заряжаемые батареи могут содержать ядовитые вещества, наносящие вред здоровью и окружающей среде. Поэтому после окончания срока службы не выбрасывайте их в обычный бытовой мусор. Удалите батареи из устройства (в соответствие с пунктом «Подготовка к работе») и передайте в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду.

Разряженные батареи могут повредить устройство. Если Вы длительное время не пользуетесь устройством, выньте батареи из батарейного отсека. При вытекании батарей, наденьте защитные перчатки и очистите батарейный отсек сухой тряпкой. Удаленные батареи передайте в специализированный пункт для дальнейшей утилизации.

Правила ухода, хранения и транспортировки

Устройство без упаковки должно храниться в помещении при температуре от 10 до 35°С и относительной влажности воздуха не более 80%.

Устройство должно быть защищено от прямого попадания влаги и действия активных химических веществ.


Не разбирайте устройство.

Не допускайте падения устройства.

Не допускайте падения на устройство других предметов.

Рекомендуем сохранять упаковочную тару в течение гарантийного срока.

Описание устройства



1. Индикация подключенных отведений

2. Индикация состояния («PPROCESS» - выполняемая процедура, «LOW BATT» - разряд батареи, «TEST» - режим «Тест»)

3. «TEST» - кнопка включения режима «Тест»

4. «ON» - кнопка включения\выключения питания прибора

5. «RUN» - кнопка включения режима «Сеанс»

6. Разъем подключения штатного сетевого адаптера

7. Разъем (LH) для подсоединения левого цилиндрического ручного электрода

8. Разъем (RH) для подсоединения правого цилиндрического ручного электрода

9. Разъем (LF) для подсоединения левого пластинчатого ножного электрода

10. Разъем (RF) для подсоединения правого пластинчатого ножного электрода

11. Ручные электроды

12. Ножные электроды

Внимание! Батарейный отсек находится на обратной стороне устройства.

Условия эксплуатации

1. Не протирать поверхности устройства спиртом и другими органическими растворителями, загрязнения удалять легкими усилиями мягкой кисточкой или увлажненной водой ваткой.

2. Не помещать устройство вблизи чрезмерно теплых, запыленных, влажных мест.

3. После хранения устройства в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях его можно включить не раньше, чем через 1 час пребывания при комнатной температуре.

Работа с устройством

Подготовка к работе

1. Проверить наличие элементов питания в батарейном отсеке, для чего:

- перевернуть устройство дном к себе;

- нажать пальцем на рифленую площадку крышки батарейного отсека и сдвинуть ее;

- убедиться в наличии элементов питания.

2. Закрыть батарейный отсек.

3. При работе от сети сначала подключите к штатному сетевому адаптеру устройство, потом подключите адаптер к сети. В этом режиме батареи не работают.

4. С помощью штатного комплекта проводов подключите ручные и ножные электроды к соответствующим разъемам устройства.

5. Включение производится нажатием кнопки «ON» на панели устройства.

При этом будет мигать зелёный светодиод «PROCESS».

6. Выключение устройства производится нажатием кнопки «ON». При этом светодиод «PROCESS» должен погаснуть.

7. При необходимости проведите проверку на работоспособность, для чего:

- нажмите кнопку «TEST». Должен загореться светодиод «TEST» и светодиоды отведения «LH-RH». Соедините вместе электроды «LH» с «RH». Должен прозвучать непрерывный звук;

- нажимая кнопку «TEST» и соединяя вместе электроды отведений «LH-LF» «LF-RF», «RF-RH» убедитесь, что при каждом соединении прозвучит непрерывный звук и загорятся соответствующие светодиоды;

- если на каком-то отведении звука нет, проверьте соединение электрод-кабель-устройство;

- если и после этого звука нет, значит, не работает данное отведение. Устройством пользоваться нельзя;

- при необходимости проверить какое-либо отведение, не перебирая предыдущие, нажмите кнопку «TEST» и удерживайте ее до тех пор, пока не загорятся светодиоды нужного отведения, после чего отпустите;

- после проверки отведения «RF-RH» разомкните все отведения и нажмите кнопку «TEST» еще раз. Должен прозвучать непрерывный звук. Если звука нет, устройством пользоваться нельзя.

Внимание! Данная процедура должна выполняться после каждых 10 сеансов.

8. Если при работе от батарей начал мигать светодиод «LOW BATT» и включился звук, необходимо кнопкой «ON» выключить устройство, вынуть батареи и зарядить их.

9. Зарядка батарей происходит следующим образом:

- перевернуть устройство дном к себе;

- нажать пальцем на рифленую площадку крышки батарейного отсека и сдвинуть ее;

- вынуть элементы питания, установить их в зарядное устройство «Li500-2» и провести зарядку в соответствии с описанием на «Li500-2».

- установить заряженные элементы питания в батарейный отсек и закрыть крышку батарейного отсека.

Проведение профилактического сеанса

Использование сеанса возможно в двух режимах: «FM (fast mode)» и «BM (base mode)».

Внимание! Во время сеанса должен отсутствовать прямой контакт между руками и ногами. Допускается контакт через ткань.

1. Режим FM

Сеанс проводится только по одному (любому) отведению.

1.1. Для выбора режима установите короткий кабель на отведение «RF-LF».

1.2. Подключите электроды выбранного отведения к гнездам «LH-RH».

1.3. Нажмите кнопку «RUN». Светодиод «PROCESS» должен гореть постоянно. В течение последующих 10 сек возьмите в руки электроды и дождитесь звукового сигнала «трель вверх» и включения светодиодов отведения «LH-RH» (сеанс начался). Через 5 мин сеанс закончится, прозвучит звуковой сигнал «трель вниз» (сеанс закончился).

Если через 10 сек после нажатия кнопки «RUN» нет контакта в цепи, например, рука-электрод-кабель-устройство (плохой контакт электрода с рукой), светодиоды отведения мигают, светодиод «PROCESS» не горит и прозвучит звуковой сигнал. При устранении причины обрыва цепи менее чем за 10 сек сеанс автоматически продолжится. Если причина не устранена в течение 10 сек, устройство автоматически перейдет в исходное состояние.

1.4. При завершении сеанса выключите устройство кнопкой «ON» или, спустя 20 сек, устройство автоматически отключится.

2. Режим BM

Сеанс проводится по всем отведениям.

2.1. Данный режим установлен по умолчанию, если в отведении «RF-LF» отсутствует короткий кабель.

2.2. Подключите левый и правый электрод цилиндрический ручной к соответствующим гнездам «LH» и «RH». Подключите левый и правый электрод пластинчатый ножной к соответствующим гнездам «LF» и «RF» и поставьте на них голые ступни ног.

2.3. Нажмите кнопку «RUN». Светодиод «PROCESS» должен гореть постоянно. В течение последующих 10 секунд возьмите в руки электроды и дождитесь звукового сигнала «трель вверх» и включения светодиодов отведения

«LH-RH» (сеанс начался). Отведения «LH-RH», «LH-LF», «LF-RF», «RF-RH» должны переключаться в указанной последовательности с интервалом 5 мин на каждое отведение. Через 20 мин, сеанс закончится, прозвучит звуковой сигнал «трель вниз» (сеанс закончился).

Если через 10 сек после нажатия кнопки «RUN» нет контакта в цепи, например, рука-электрод-кабель-устройство (плохой контакт электрода с рукой), светодиоды соответствующего отведения мигают, нет переключения на следующее отведение, светодиод «PROCESS» не горит и прозвучит звуковой сигнал. При устранении причины обрыва цепи менее чем за 10 сек сеанс автоматически продолжится. Если причина не устранена в течение 10 секунд, устройство автоматически перейдет в исходное состояние.

3. При завершении сеанса выключите устройство кнопкой «ON» или, спустя 20сек, устройство автоматически отключится.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройства «DeVita BRT» техническим характеристикам при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации устройства – 24 месяца со дня продажи через розничную сеть.

При отсутствии даты продажи и штампа торговой организации в паспорте, гарантийный срок исчисляется со дня выпуска устройства предприятием-изготовителем.

В течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт. Гарантийный ремонт производится на территории предприятия-изготовителя. Доставка неисправного устройства к месту ремонта осуществляется за счет покупателя.

При нарушении сохранности корпуса устройства и/или при отсутствии гарантийного талона претензии не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- дефекты вследствие неправильной эксплуатации;

- дефекты, вызванные стихийными бедствиями;

- при нарушении сохранности пломб.

- при наличии механических повреждений (трещин, сколов и др.).

Гарантия не распространяется на следующие изделия:
- устройство зарядное;
- аккумуляторы;
- сетевой адаптер.

Покупатель имеет право заменить неисправное устройство на новое в течение гарантийного срока в следующих случаях:

- при ремонте устройства в четвертый раз;

- устройство не подлежит ремонту.

Внимание! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию устройства и программного обеспечения без ухудшения существующих характеристик.

Konformitätserklärung mit EU-Anforderungen

DETA ELIS Europa GmbH

TECHNICAL FILE

EC DECLARATION OF CONFORMITY

EC Declaration of Conformity
Nr.W16

CE

The company **DETA-ELIS EUROPA GMBH** with a seat at Kaiserstr. 74, 63065 Offenbach, Germany

Herewith to DECLARE

That the equipment described below complies with all applicable at the time of construction essential requirements of the **Directive 2011/65/EU (RoHS)** and the **Directive 2014/30/EU (EMC).**
This declaration relates exclusively to the equipment in the state in which it was placed on the market, and excludes alterations or manipulations, components which are added and/or operations carried out subsequently by the final user without our official consent.

Equipment: DeVita
Type / Model: BRT
Standards Applied: IEC 61000-4-2-2008
GOST P МЭК 60601-2:2014
GOST 52770:2007
GOST ISO 10993-1-2-5-10-11-12-18-2011

Date: 01 July 2018

Authorized Representative: The General Manager Ms. Konopleva Tatyana

Title of Signatory:

Company Stamp:

DETA ELIS
Europa GmbH
Kaiserstr. 74,
63065 Offenbach, Germany
Tel. 0049-69-985582650 Fax: 0049-69-985582529
info@deholding.org
www.deholding.info

Abnahmebescheinigung

Das Gerät «DeVita BRT»

Seriennummer _____

wurde in Übereinstimmung mit den verbindlichen Anforderungen der staatlichen Standarts und der gültigen technischen Dokumentation hergestellt und abgenommen und seine Betriebsfähigkeit wird bescheinigt.

Bestätigung des technischen Prüfers:

Stempel_____ _____

(Unterschrift) (Name des Unterzeichners)

«____»_____ 20___.

(Herstellungsdatum)

Garantieschein Nr.1

Zur Inanspruchnahme einer Garantiereparatur von «DeVita BRT»

Übergabe am «____» _____ 20___. Reparaturen durchgeführt von _____
(Name, Unterschrift)

Deta-Elis Europa GmbH

Kaiserstrasse 74, 63065 Offenbach, Germany

Garantieschein Nr.1 zur Inanspruchnahme einer Garantiereparatur

Gerät: «DeVita BRT»

Fabrikationsnummer _____

Verkauft am Betrieb _____
(Handelsbetrieb)

Verkaufsdatum «____»_____ 20___.

Stempel des Betriebs _____
(Unterschrift)

Kunde _____

Adresse des Kunden _____

_____

Unterschrift des Kunden _____

Datum der Übergabe des Reparaturgegenstandes
«____»_____ 20___.

Instandsetzungsmassnahmen wurden wie folgt durchgeführt:

_____

_____

Reparaturen durchgeführt von _____

_____
(Datum, Unterschrift)

Kunde _____
(Datum, Unterschrift)

Reparaturwerkstatt _____

_____

Stempel

«____»_____ 20___.

Der Verantwortliche _____
(Unterschrift)

Garantieschein Nr.2

Zur Inanspruchnahme einer Garantiereparatur von «DeVita BRT»

Übergabe am «____» _____ 20___. Reparaturen durchgeführt von _____
(Name, Unterschrift)

Deta-Elis Europa GmbH

Kaiserstrasse 74, 63065 Offenbach, Germany

Garantieschein Nr.2 zur Inanspruchnahme einer Garantiereparatur

Gerät: «DeVita BRT»

Fabrikationsnummer _____

Verkauft am Betrieb _____
(Handelsbetrieb)

Verkaufsdatum «____»_____ 20___.

Stempel des Betriebs _____
(Unterschrift)

Kunde _____

Adresse des Kunden _____

_____

Unterschrift des Kunden _____

Datum der Übergabe des Reparaturgegenstandes
«____»_____ 20___.

Instandsetzungsmassnahmen wurden wie folgt durchgeführt:

_____

_____

Reparaturen durchgeführt von _____

_____
(Datum, Unterschrift)

Kunde _____
(Datum, Unterschrift)

Reparaturwerkstatt _____

_____

Stempel

«____»_____ 20___.

Der Verantwortliche _____
(Unterschrift)

Garantieschein Nr.3

Zur Inanspruchnahme einer Garantiereparatur von «DeVita BRT»

Übergabe am «____» _____ 20___. Reparaturen durchgeführt von _____
(Name, Unterschrift)

Deta-Elis Europa GmbH

Kaiserstrasse 74, 63065 Offenbach, Germany

Garantieschein Nr.3 zur Inanspruchnahme einer Garantiereparatur

Gerät: «DeVita BRT»

Fabrikationsnummer _____

Verkauft am Betrieb _____
(Handelsbetrieb)

Verkaufsdatum «____»_____ 20___.

Stempel des Betriebs _____
(Unterschrift)

Kunde _____

Adresse des Kunden _____

_____

Unterschrift des Kunden _____

Datum der Übergabe des Reparaturgegenstandes
«____»_____ 20___.

Instandsetzungsmassnahmen wurden wie folgt durchgeführt:

_____

_____

Reparaturen durchgeführt von _____

_____
(Datum, Unterschrift)

Kunde _____
(Datum, Unterschrift)

Reparaturwerkstatt _____

_____

Stempel

«____»_____ 20___.

Der Verantwortliche _____
(Unterschrift)

For notes

For notes

www.deholding.info

Deta-Elis Europa GmbH
Kaiserstrasse 74,
63065 Offenbach, Germany